


Accesorios de campana extractora




L051WSA

Cuerpo montado en panel con extremo de manguera dentada anti-salpicaduras de 90 grados.

Cuerpo montado en panel con extremo de manguera de 90 grados. 6 " desde el panel hasta el extremo de la manguera. Equipado con vástago de montaje, contratuerca y arandela de entrada macho NPT de 3/8 ".





NOTAS

- EL MONTAJE ESTÁ EQUIPADO CON UN PULIDO CROMADO O EN POLVO
- ACABADO CODIFICADO POR COLOR POR SERVICIO
- ÍNDICE COLOR COMO ESTÁNDAR.
- ACABADOS DISPONIBLES BAJO SOLICITUD.

Las medidas pueden variar $\pm 1/4$ ".