

Accesorios de campana extractora



L071WSA

Cuello de cisne, montado en panel

Aplicación: cuello de cisne montado en panel para usar con válvula accionada por el pie.


Cuerpo: barra de latón.

Cuello de cisne: cuello de cisne rígido de 6 " con salida hembra NPS de 3/8 " y extremo de manguera dentada anti-salpicaduras extraíble.

Entrada: entrada macho NPT de 3/8 ". Equipado completo con contratuerca y arandela.

Garantía de calidad: el accesorio está completamente ensamblado y probado en fábrica antes del envío.





NOTAS

- EL MONTAJE ESTÁ EQUIPADO CON UN PULIDO CROMADO O EN POLVO
- ACABADO CODIFICADO POR COLOR POR SERVICIO
- ÍNDICE COLOR COMO ESTÁNDAR.
- ACABADOS DISPONIBLES BAJO SOLICITUD.
- ESTE ACCESORIO PUEDE SER UTILIZADO PARA MONTAJE EN CUBIERTA O PANEL.

Las medidas pueden variar $\pm 1/4$ ".