

Accesorios de campana extractora




L081VB-WSA



Cuerpo montado en la plataforma con cuello de cisne rígido de 6"

Cuerpo montado en la plataforma con cuello de cisne rígido de 6". Equipado con vástago de montaje, contratuerca y arandela. Entrada macho NPT de 3/8".





Las medidas pueden variar $\pm 1/4$ ".

NOTAS



- EL MONTAJE ESTÁ EQUIPADO CON UN PULIDO CROMADO O EN POLVO
- ACABADO CODIFICADO POR COLOR POR SERVICIO
- ÍNDICE COLOR COMO ESTÁNDAR.
- ACABADOS DISPONIBLES BAJO SOLICITUD.