


# Accesorios de campana extractora




## L081WSA



Cuerpo montado en cubierta con cuello de cisne rígido de 6"

Cuerpo montado en cubierta con cuello de cisne rígido de 6 ". Equipado con vástago de montaje, contratuerca y arandela. Entrada macho NPT de 3/8 ".





#### NOTAS

- EL MONTAJE ESTÁ EQUIPADO CON UN PULIDO CROMADO O EN POLVO
- ACABADO CODIFICADO POR COLOR POR SERVICIO
- ÍNDICE COLOR COMO ESTÁNDAR.
- ACABADOS DISPONIBLES BAJO SOLICITUD.

Las medidas pueden variar  $\pm 1/4$  ".