

L3185

Válvula tipo varilla, patrón de ángulo

Aplicación: válvula de patrón de ángulo para instalación dentro de la pared lateral de la campana. La entrada y la salida de la válvula están a 90 grados. Completo con varilla de extensión de aluminio anodizado, placa de guía y manija.

Cuerpo de válvula: latón forjado.

Mango: mango de cuatro brazos de latón forjado con disco índice codificado por colores.

Entrada / salida: entrada y salida hembra de 3/8" NPT.

Garantía de calidad: la válvula está completamente ensamblada y probada en fábrica antes del envío.

