

## L744

### Válvula montada en panel, campana extractora en ángulo

**Aplicación:** Válvula montada en panel para instalación en la cara angular de la campana. La válvula se instala desde detrás del panel y está asegurada con un chapetón de ángulo de 45 grados y un anillo de bloqueo externo en la parte delantera de la campana. Se puede acceder a todos los componentes de la válvula desde la cara exterior delantera de la campana.

**Cuerpo de válvula:** latón forjado.

**Mango:** de cuatro brazos de latón forjado con disco índice codificado por colores.

**Entrada / salida:** entrada y salida hembra de 3/8" NPT.

**Garantía de calidad:** la válvula está completamente ensamblada y probada en fábrica antes del envío

